



• YÜZEY DEZENFEKSİYONU KATALOĞU • 2026

Biyogüvenlik & Dezenfeksiyon

Klinik ve IVF laboratuvarı için hızlı etkili, geniş spektrumlu yüzey dezenfeksiyonu — 1985'ten beri enfeksiyon önlemede güvenilen Metrex iş birliğiyle. Kullanıma hazır sıvı ve mendiller: hazırlık yok, durulama yok, tek adımda temizlik ve dezenfeksiyon.

CAVICIDE™

CAVIWIPES™

YÜZEY DEZENFEKSİYONU

GENİŞ SPEKTRUM

ORTAK

Metrex

GÜVENİLİRLİK

1985

YÜZEYLER

Sert, gözeneksiz

Yüzey dezenfeksiyonu, Metrex ile

Laboratuvar ve klinik hijyeni için Metrex ile iş birliği yapıyoruz — 1985'ten beri enfeksiyon önlemede güvenilen, dünya genelinde binlerce sağlık tesisinde kullanılan bir isim. CaviCide™ ve CaviWipes™ ailesi, sert ve gözeneksiz yüzeylerde hızlı, geniş spektrumlu koruma sağlar.

Her iki ürün de tek adımda hem temizleyici hem dezenfektan olarak çalışır, karıştırma gerektirmeden kullanıma hazırdır; mendiller aldehit, fenol ve çamaşır suyu içermez — tıbbi cihaz yüzeylerine nazik, etkili koruma.

Embriyoloji laboratuvarında yüzey ve ekipman hijyeni, her işlem adımında gamet ve embriyoları korur — hızlı, doğrulanmış dezenfeksiyonu rutin kalite kontrolün bir parçası hâline getirir.

1985'ten beri

Dünya genelinde enfeksiyon önlemede güvenilir

Çift işlevli

Tek adımda temizler ve dezenfekte eder

Geniş spektrum

Bakterisidal · virüsidal · fungisidal · tüberkülosidal

Kullanıma hazır

Hazırlık ve durulama gerektirmez

BU KATALOGDA

01	CaviCide™	03
	Sıvı yüzey dezenfektanı & temizleyici	
02	CaviWipes™	04
	Kullanıma hazır dezenfektan mendiller	
03	Kullanım alanları & sipariş	05
	Uygulamalar · sipariş kodları	

Bir bakışta

ÜRÜN AİLESİ

CAVICIDE™ · SIVI

Yüzeyler ve aletler için kullanıma hazır sprey.

CAVIWIPES™ · MENDİL

CaviCide çözeltisiyle doyurulmuş mendiller.

ORTAK KİMYA

Aynı kanıtlanmış düşük alkollü/quat dezenfektan tabanı.

CaviCide™

KULLANIMA HAZIR YÜZEY DEZENFEKTANI & TEMİZLEYİCİ

01 / 03

SARS-CoV-2, TB, MRSA, HIV-1, HCV ve HBV'ye karşı etkili, kullanıma hazır yüzey dezenfektanı ve temizleyici. Hem kritik olmayan hem de yarı kritik aletlerin temizliği ve dezenfeksiyonu için uygundur — günlük yüzey hijyeni için tek çözüm.

ÖZELLİKLER & FAYDALAR

01 Geniş spektrum

TB ve MRSA'yı 3 dk, HIV-1, HCV ve HBV'yi 2 dk'da öldürür; SARS-CoV-2'ye etkili.

02 Çift işlev

Hem dezenfektan hem temizleyici olarak çalışır.

03 Malzeme uyumlu

Çoğu tıbbi cihaz malzemesiyle uyumlu.

04 Kullanıma hazır

Hazırlık yok — pratik, kullanışlı uygulama.



ETKİLİ MİKROORGANİZMALAR

3 DAKIKA TEMAS

3 DK

Mycobacterium tuberculosis var. bovis (BCG)

Pseudomonas aeruginosa

Salmonella enterica

Staphylococcus aureus

Trichophyton mentagrophytes (mantar)

2 DAKIKA TEMAS

2 DK

MRSA · Vankomisin-orta duyarlı *S. aureus* · VRE (*E. faecalis*)

Hepatit C (HCV) · Hepatit B (HBV)

Herpes Simplex Virüsü (Tip 1 & 2)

İnsan Koronavirüsü · HIV-1 · İnfluenza A2

SARS-CoV-2

FORM	Sıvı sprey	İŞLEV	Temizle + dezenfekte	DURULAMA	Gerekmez
YÜZEYLER	Sert, gözeneksiz	ALETLER	Kritik olmayan/yarı	KULLANIMA HAZIR	Evet

Tipik kullanım

CAVICIDE™

YÜZEYLER

Ameliyathaneler, laboratuvarlar, yataklar & korkuluklar, monitörler, ekipman.

ALETLER

Kritik olmayan ve yarı kritik tıbbi cihazlar.

İŞ AKIŞI

Tek adımda temizle ve dezenfekte et — durulama yok.

CaviWipes™

KULLANIMA HAZIR MENDİLLER · CAVICIDE İLE DOYURULMUŞ

02 / 03

CaviCide çözeltisiyle doyurulmuş, dayanıklı ve kullanıma hazır dezenfektan mendiller — bakterisidal, virüsidal, fungisidal ve tüberkülosidal. Aldehit, fenol ve çamaşır suyu içermez: günlük yüzey dezenfeksiyonu için güvenli ama etkili bir seçenek.

ÖZELLİKLER & FAYDALAR

01 Geniş spektrum

TB, virüsler, bakteriler ve mantarlara 3 dakikada etkili.

02 Çift işlev

Hem dezenfektan hem temizleyici olarak çalışır.

03 Malzeme uyumlu

Çoğu tıbbi cihaz malzemesinde güvenli.

04 Düşük alkol

Yalnızca %17 alkol — yüzeylere daha az agresif.



ETKİLİ PATOJENLER

3 DK

MIKOBAKTERİLER · BAKTERİLER

Mycobacterium tuberculosis var. bovis (BCG)

Pseudomonas aeruginosa

Salmonella enterica

Staphylococcus aureus

MANTARLAR · VIRÜSLER

Trichophyton mentagrophytes (mantar)

Herpes Simplex Virüsü (Tip 1 & 2)

İnfluenza A2 · Hepatit B (HBV) · Hepatit C (HCV)

HIV-1 · SARS-CoV-2 (COVID-19)

FORM	Doyurulmuş mendil	TEMAS SÜRESİ	3 dk	ALKOL	%17
ÇÖZELTİ	CaviCide tabanı	İÇERMEZ	Aldehit · fenol · çam. suyu	KULLANIMA HAZIR	Evet

Tipik kullanım

CAVIWIPES™

YÜZEYLER

Cihazlar, inkübatörler, ekipman, hasta bakım alanları.

UYUMLULUK

Çoğu tıbbi cihaz malzemesine nazik.

İŞ AKIŞI

Vakalar arası hızlı tek adımlı silme.

Kullanım alanları & sipariş

NEREDE KULLANILIR · SIPARIŞ KODLARI & AMBALAJ

03 / 03

KULLANIM ALANLARI

Ameliyathaneler	Klinik laboratuvarlar	Tıbbi cihazlar	Hasta bakım ekipmanları	Neonatal inkübatörler
Ultrason cihazları	Mikroskoplar	Hastaneler	Hasta yatakları & korkulukları	Hasta monitörleri
Anestezi cihazı dış yüzeyleri	Solunum terapisi ekipmanları	Endoskopi ekipmanları	Diyaliz merkezleri	
Kan bankaları	Hemşire istasyonları	Muayene odaları	Neonatal & pediatri üniteleri	Dış klinikleri
Cerrahi & ayaktan tedavi merkezleri	Plastik cerrahi üniteleri	Rehabilitasyon merkezleri		
Oftalmoloji & optometri	Hasta nakli · tekerlekli sandalye	Reçete bankaları	Veteriner klinikleri	
Bakımevleri	Ambulans & acil araçları	Bekleme odaları	Acil tıbbi ortamlar	Görüntüleme üniteleri
Gıda hazırlama yüzeyleri	Spor merkezleri	Kreşler	Okullar	Islah tesisleri
				Hayvan bakım tesisleri
Muayene/tedavi odaları				

Sert, gözeneksiz yüzeyler içindir. Daima üreticinin kullanım talimatlarına ve yerel mevzuata uyun.

CAVICIDE™ · SIPARIŞ BİLGİSİ

KOD	AMBALAJ	KOLI BAŞI
13-1000	24 oz (709 mL) sprej şişe	12 / koli
13-1002	1 galon (3,8 L) şişe	4 / koli
13-1005	2,5 galon (9,5 L) şişe	2 / koli

CAVIWIPES™ · SIPARIŞ BİLGİSİ

KOD	FORMAT	PAKET
13-1100	15,24 × 17,15 cm	160 / kutu · 12 / koli
10-1090	15,24 × 17,15 cm	220 / kutu · 12 / koli
13-1150	XL 22,86 × 30,48 cm	65 / kutu · 12 / koli
13-1155	XL Tekli 22,86 × 30,48	50 / kutu · 6 / koli
13-1224	Flat Pack 17,78 × 22,86	45 / paket · 20 / koli
13-1175	Kutu duvar aparatı	12 / koli

Hangisini seçmeli

SIVI MI MENDİL MI

ERİŞİM & HACİM

Daha büyük yüzeyler ve aletler için CaviCide sprej.

HIZ & PRATİKLİK

Vakalar arası hızlı, tek adımlı silme için CaviWipes.

AYNI KIMYA

İkisi de kanıtlanmış CaviCide dezenfektan tabanını sunar.

● KAPANIŞ

Temiz yüzeyler. Korunan hastalar.

IVF laboratuvarı ve klinik için tedarik edilen güvenilir Metrex dezenfeksiyonu. Ürün seçimi, toplu sipariş veya tesisiniz için doğru format konusunda ekibimiz yardıma hazır.

1985'ten beri

Metrex enfeksiyon önleme

Çift işlevli

Temizle + dezenfekte, tek adım

Kullanıma hazır

Karıştırma yok, durulama yok